

Scriptikahvit 28.1.26

- GitHub-uutiset
 - Meetingien diat GitHubissa
 - Repository: Materials/docs
- Scriptiesittely, TAYS
 - Rakennescript
 - Plan Checker
 - RapidPlan-apuscript
- Kysymykset scripteista voi osoittaa Maija Rossille (TAYS)
- Seuraava kokous helmikuun loppupuolella
 - Mikko M. kutsuu koolle

Rakenne-script

- Tekee apurakenteet 1-4 annostasoa käyttäen sekä PRV-rakenteet
- Script tunnistaa suunnitelmatyypin Plan ID:n perusteella
 - Tämän perusteella valitaan generoitavat apurakenteet
 - Sovellettavissa kaikille suunnitelmille
- Kehon sisäisen ilman segmentointi
 - ESAPI ei tarjoa suoraa komentoa, tämä komento rakennettu 'Search Body -funktion avulla

Plan Checker

- Vertaa ja raportoi suunnitelman asetukset sekä asetetut käytännöt
 - Esim. course intent, normalisointi, pöytä, referenssipisteet ja schedulointi
- Ajetaan suunnitelmaa tarkistettaessa (hoitaja, fyysikko)

Tarkastus	Potilas ja Suunnitelma:	Nimi	
OK		Maksa (VMAT: 5x5Gy ad25Gy)	
OK / OK		Määräys: Nimi	
OK / OK	Tarkoitus:	Course / Plan: 5Palliative / PALLIATIVE	Lääkärin kommentit: Lisätietoja sydämeen mahd vähän
	Annos:	Lääkärin määräys: 25.000 Gy (5 Gy / fr) Suunnitelma: 25.000 Gy (5.000 Gy / fr) Referenssipiste: 25.000 Gy (5.000 Gy / fr)	
OK	Normitus:	100% in Target Mean PTV: PTVmaksa	
OK	Annosnopeus:	1400 MU / min (6X-FFF VMAT)	
OK	Schedulointi:	Scheduloitu 5 fraktiota. (Määräys 5.) Hoitokone: TrueB_S7:Sade 7 HUOM. Tarkista ajanvaraukset esim. Care Pathista.	
OK	Pöytämalli:	Pöytämalli 'Exact IGRT Couch' liitetty.	
OK	Pöydän lukemat:	Pöydän lukemat (Treatment preparation): Lat: 4.00 Vrt: 22.00 Lng: 155	Setup note: SABELLA AS4 SBRT EI KALLISTUSTA H7 N5 F A4, C2 KP 23 cm I VYÖ / P Ballonki / 100 mmHg myssy päässä
OK	Siirrot:	Isosentrisiirrot: Lng: 9 (kaud.) Lat: 4 (oik.)	
OK	Kuvaus:	Kuvauskenttä CBCT.	
OK	Toleranssi:	Fotonihoito, toleranssitaulukko 1.	
OK	Muut suunnitelmat:		
	Lisätietoja:	xx_Ilmatäyttö:n HU-arvo on -400.	MU / Gy: 357 Hoitoaika: K 1: 38.3s 124% K 2: 42.3s 136% Total: 80.6s (1 min 20 s)

RapidPlan apuscript

- Rakenteiden yhdistäminen RP-mallin käytössä
 - Avautuu erillisessä ikkunassa
 - Helpottaa klikkailua ja annosten kirjaamista

The image shows two windows from the RapidPlan software. The left window, titled 'Valitse', is a dialog for selecting a RapidPlan model. It has a dropdown menu labeled 'RP' with 'Kaula TAYS' selected. Below it is a list of anatomical structures and their associated models, with 'Kaula TAYS' highlighted. The right window, titled 'RapidPlan rakenteet', displays a table of structures and their corresponding models and doses.

Yhdistä tarvittavat rakenteet RapidPlan-malliin. Lisää / tarkista kohdealueiden annokset.

Potilaan rakenne	RP-mallin rakenne	Annos
CTV60		60
PTV54		54
PTV60		60
xCTV54 edit	CTV edit	54
xCTV60 edit	CTV edit	60
xPTV54 edit	PTV edit	54
xPTV54 OAR	PTV OAR	54
xPTV54 ring	PTV ring	54
xPTV54-CTV	PTV-CTV	54
xPTV60 edit	PTV edit	60
xPTV60 OAR	PTV OAR	60
xPTV60-CTV	PTV-CTV	60
xPTVall		60
Bone_Mandible		
Cavity_Oral		
Glottis		
Larynx		
Musc_Constrict		
Parotid_L		
Parotid_R		
SpinalCanal	SpinalCanal	
xBone_Mandib-PTV	xBone_Mandib-PTV	
xCavity_Oral-PTV	xCavity_Oral-PTV	
xGlottis-PTV	xLarynx-PTV	
xKaula alaosa	xKaula alaosa	
xLarynx-PTV	xLarynx-PTV	
xMarrin 54	xMarrin 54	